

## Formulaire d'activation Mediline-Gateway FORS

### Description du service

- Surveillance et enregistrement de la température par une sonde de température indépendante étalonnée
- Surveillance et enregistrement des alarmes de votre appareil
- Envoi de notification d'alarme par e-mail et SMS à plusieurs destinataires programmables
- Notification lors d'une coupure de courant par SMS grâce à la batterie intégrée (pas possible avec la version LAN)
- Dispositif de confirmation d'alarme pour gérer les notifications différées aux destinataires d'alarmes
- Génération, archivage et envoi par e-mail d'un rapport mensuel, contenant les historiques des températures et d'alarme(s)
- Gestion à distance des appareils par le personnel de support qualifié
- Une application web, <https://monitoring.fors.ch>, permet l'interaction avec le Mediline-Gateway FORS

### Coûts des prestations

PRIX	Tarif unique de mise en service	Activation Mediline-Gateway FORS _____ pce	Prix par Gateway <b>CHF 40.00 + TVA</b>
		Activation pendant la phase de test Gateway Ready	<b>CHF 690.00 + TVA</b>
		Activation après la phase de test Gateway Ready	<b>CHF 919.20 + TVA</b>
	Tarif récurrent mensuel	Sans carte SIM (Version LAN) _____ pce	<b>CHF 19.90 + TVA</b>
	Avec carte SIM Swisscom – 100 MB tarif par mois _____ pce	<b>CHF 19.90 + TVA</b>	
ACTIVATION	<p><b>Pour l'activation du Gateway, SVP envoyez le formulaire par e-mail à <a href="mailto:monitoring@fors.ch">monitoring@fors.ch</a></b></p> <p>La mise en service sera confirmée par envoi d'un lien d'enregistrement par e-mail. <b>La période minimale du contrat est de 12 mois.</b> La facturation sera effectuée le premier jour du mois suivant, pour une année en avance. Les factures sont payables dans les 30 jours et sans déductions. <b>Sans résiliation du service 3 mois avant l'expiration, la période de contrat s'étend d'une année.</b></p> <p>Les prix, l'étendue de la livraison et les services correspondent aux connaissances disponibles au moment de l'impression. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de changements.</p>		
IDENTIFICATION	Type et numéro Medi:		
	Numéro de série Gateway:		
	Numéro de série sonde:		
DONNÉES DE BASE	Adresse de facturation:		
	Référence/commission:		
	Personne de contact:		
	Adresse e-mail: *		
Numéro de téléphone:			

\* Cette adresse e-mail est utilisée comme nom d'utilisateur dans l'application web!  
En cas de perte du mot de passe, les nouvelles données d'accès seront envoyées à cette adresse e-mail.

## Manuel d'utilisateur Mediline-Gateway FORS

Le manuel d'utilisateur est accessible en scannant les codes QR suivants.

### Instructions Web:



### Instructions PDF:

